




ChM Micro Plates
ChMP *system*

MIKROSYSTEMY
MICROSYSTEMS
МИКРОХИРУРГИЯ



www.chm.eu




DŁOŃ HAND ЛАДОНЬ

PALICZKI ŚRODKOWE, BLIŻSZE 1,5 ChMP	5
INTERMEDIATE, PROXIMAL PHALANGES 1.5 ChMP	
СРЕДНИЕ ФАЛАНГИ, ПРОКСИМАЛЬНЫЕ 1,5 ChMP	
PALICZKI BLIŻSZE, ŚRÓDRĘCZE 2,0 ChMP	7
PROXIMAL PHALANGES, METACARPALS 2.0 ChMP	
ПРОКСИМАЛЬНЫЕ ФАЛАНГИ, ПЯСТНЫЕ КОСТИ 2,0 ChMP	



GŁOWA HEAD ГОЛОВА

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY, CZASZKA 1,2 ChMP	8
MIDFACE, CRANIUM 1.2 ChMP	
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА, ЧЕРЕП 1,2 ChMP	
CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY 1,5 ChMP	11
MIDFACE 1.5 ChMP	
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА 1,5 ChMP	
CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY 2,0 ChMP	14
MIDFACE 2.0 ChMP	
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА 2,0 ChMP	
WYROSTEK KŁYKCIOWY ŻUCHWY 1,5 ChMP	22
MANDIBULAR CONDYLE 1.5 ChMP	
МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 1,5 ChMP	
WYROSTEK KŁYKCIOWY ŻUCHWY 2,0 ChMP	23
MANDIBULAR CONDYLE 2.0 ChMP	
МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 2,0 ChMP	
CZASZKA 1,5 ChMP	25
CRANIUM 1.5 ChMP	
ЧЕРЕП 1,5 ChMP	
ORTODONCJA 1,5 ChMP	36
ORTHODONTICS 1.5 ChMP	
ОРТОДОНТИЯ 1,5 ChMP	
ORTOGNATYKA 1,5 ChMP	38
ORTHOGNATHIC 1.5 ChMP	
ОРТОГНАТИЯ 1,5 ChMP	
ORTOGNATYKA 2,0 ChMP	39
ORTHOGNATHIC 2.0 ChMP	
ОРТОГНАТИЯ 2,0 ChMP	



WKRETY SCREWS ВИНТЫ

WKRETY 1,2 ChMP	49
SCREWS 1.2 ChMP	
ВИНТЫ 1,2 ChMP	
WKRETY 1,5 ChMP	51
SCREWS 1.5 ChMP	
ВИНТЫ 1,5 ChMP	
WKRETY 2,0 ChMP	57
SCREWS 2.0 ChMP	
ВИНТЫ 2,0 ChMP	



NARZĘDZIA INSTRUMENTS ИНСТРУМЕНТЫ

PALETA BAZOWA NA IMPLANTY	61
BASIC TRAY FOR IMPLANTS	
ОСНОВНОЙ ПОДДОН ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ	
MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE	62
COMPLETIVE MODULES	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ	
NARZĘDZIA DODATKOWE	63
ADDITIONAL INSTRUMENTS	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
INSTRUMENTARIA BAZOWE ChMP	65
BASIC ChMP INSTRUMENTS	
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ChMP	
PRZYKŁADY KOMPLETACJI	71
EXAMPLES COMPLETION	
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ	
ZESTAW MINI ChMP	73
MINI ChMP SET	
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИ ChMP	
NARZĘDZIA OPCJONALNE	77
OPTIONAL TOOLS	
ИНСТРУМЕНТЫ – ОПЦИОНАЛЬНО	
INNE NARZĘDZIA	78
OTHER INSTRUMENTS	
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
WKRETAŁ KĄTOWY	79
ANGULAR SCREWDRIVER	
ОТВЕРТКА УГЛОВАЯ	
ZESTAW PRZEPOLICZKOWY 2,0	80
TRANSBUCCAL SET 2.0	
НАБОР ДЛЯ КАНОУЛИРОВАНИЯ 2,0	
MIKROPLATKA DYSTRAKCYJNA	81
DISTRACTION MICROPLATE	
МИНИПЛАСТИНА ДИСТРАКЦИОННАЯ	


PALICZKI ŚRODKOWE, BLIŻSZE INTERMEDIATE, PROXIMAL PHALANGES СРЕДНИЕ ФАЛАНГИ, ПРОКСИМАЛЬНЫЕ



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6
otwory/holes/отверстия	6
wymiar/size/измерение	23



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6
otwory/holes/отверстия	4
wymiar/size/измерение	9x9



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/ thickness толщина	0,6
L	3.4719.905
R	3.4720.905
otwory/holes/отверстия	5
wymiar/size/измерение	8x20

Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.202




Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000

PALICZKI ŚRODKOWE, BLIŻSZE
INTERMEDIATE, PROXIMAL PHALANGES
СРЕДНИЕ ФАЛАНГИ, ПРОКСИМАЛЬНЫЕ



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6	3.3346.002	3.3348.002
otwory/holes/отверстия		2	2
wymiar/size/измерение		11	15



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6	3.3340.004	3.3344.004
otwory/holes/отверстия		4	4
wymiar/size/измерение		17	20


PALICZKI BLIŻSZE, ŚRÓDREČZE
PROXIMAL PHALANGES, METACARPALS
ПРОКСИМАЛЬНЫЕ ФАЛАНГИ, ПЯСТНЫЕ КОСТИ




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0	3.3086.506	3.3086.514
otwory/holes/отверстия		6	14
wymiar/size/измерение		35	89



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0	3.4472.904	3.4472.906
otwory/holes/отверстия		4	6
wymiar/size/измерение		9x11	9x17



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0	3.4494.908	3.4494.910
otwory/holes/отверстия		8	10
wymiar/size/измерение		11x23	11x29



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.						
grubość/ thickness толщина	1,0	L	3.4491.906	3.3733.906	3.3745.907	3.4455.906	3.3794.908	3.3798.906	3.3085.121
		R	3.4492.906				3.3796.908	3.3800.906	
otwory/holes/отверстия			6	6	7	6	8	6	4
wymiar/size/измерение			10x32	11x32	16x32	11x35	11x28	11x22	21

Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.302





Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000


CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY, CZASZKA
MIDFACE, CRANIUM
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА, ЧЕРЕП



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.				
grubość/thickness толщина	0,6	3.3301.004	3.3301.006	3.3301.008
otwory/holes/отверстия		4	6	8
wymiar/size/измерение		8x8	8x14	8x19



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.							
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.3302.008	3.3304.008	3.3306.009	3.3307.006	3.3307.007	3.3308.005	3.3308.007	3.3308.009
		R	3.3303.008	3.3305.008						
otwory/holes/отверстия			8	8	9	6	7	5	7	9
wymiar/size/измерение			7x20	9x20	10x13	8x11	8x15	6x13	10x17	10x24




			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.										
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.3309.005	3.3309.006	3.3309.009	3.3331.004	3.3310.003	3.3311.004	3.3311.005	3.3313.006	3.3313.008	3.3315.005	3.3317.008
		R						3.3312.004	3.3312.005	3.3314.006	3.3314.008	3.3316.005	
otwory/holes/отверстия			5	6	9	4	3	4	5	6	8	5	8
wymiar/size/измерение			8x12	8x16	8x26	8x8	8x7	6x10	6x13	10x13	10x20	6x14	5x27


Nr katalogowy/ Catalogue No./ № по кат.			
grubość/thickness толщина	0,6	3.3318.024	
otwory/holes/отверстия		24	
wymiar/size/измерение		72	



CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY, CZASZKA
MIDFACE, CRANIUM
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА, ЧЕРЕП




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.						
grubość/thickness толщина	0,6	3.3319.002	3.3319.004	3.3319.006	3.3319.008	3.3319.012	3.3319.016	3.3319.024
otwory/holes/отверстия		2	4	6	8	12	16	24
wymiar/size/измерение		6	13	20	27	41	55	83



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6	3.3320.001	3.3320.002
otwory/holes/отверстия		5	5
wymiar/size/измерение		17	22



Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.101




Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY, CZASZKA
MIDFACE, CRANIUM
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА, ЧЕРЕП



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość thickness толщина	0,1	3.3325.000	3.3326.000
	0,2	3.3328.000	3.3329.000
wymiar/size/ измерение		55x55	55x110




Nr katalogowy/Catalogue No./
№ по кат.

grubość thickness толщина	0,1	3.3327.000
	0,2	3.3330.000
wymiar/size/ измерение		90x150


CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.			
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.3378.004	3.3382.004	3.3386.004	3.4616.004
		R	3.3380.004	3.3384.004	3.3388.004	3.4618.004
	1,0	L	3.3379.004	3.3383.004	3.3387.004	3.4617.004
		R	3.3381.004	3.3385.004	3.3389.004	3.4619.004
otwory/holes/отверстия			4	4	4	4
wymiar/size/измерение			7x15	7x17	7x18	7x20



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.			
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.3378.005	3.3382.005	3.3386.005	3.4616.005
		R	3.3380.005	3.3384.005	3.3388.005	3.4618.005
	1,0	L	3.3379.005	3.3383.005	3.3387.005	3.4617.005
		R	3.3381.005	3.3385.005	3.3389.005	3.4619.005
otwory/holes/отверстия			5	5	5	5
wymiar/size/измерение			7x19	7x21	7x22	7x24



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.3394.006	3.3398.006	3.4620.006	3.4624.006	3.6862.006	3.6863.006
		R	3.3396.006	3.3400.006	3.4622.006	3.4626.006	3.6866.006	3.6867.006
	1,0	L	3.3395.006	3.3399.006	3.4621.006	3.4625.006	3.6864.006	3.6865.006
		R	3.3397.006	3.3401.006	3.4623.006	3.4627.006	3.6868.006	3.6869.006
otwory/holes/отверстия			6	6	6	6	6	6
wymiar/size/измерение			12x20	12x22	12x23	12x25	12x26	12x28

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.						
grubość/thickness толщина	0,6	3.3432.006	3.3434.006	3.4644.006	3.3414.005	3.3416.005	3.3418.005	3.4642.005
	1,0	3.3433.006	3.3435.006	3.4645.006	3.3415.005	3.3417.005	3.3419.005	3.4643.005
otwory/holes/отверстия		6	6	6	5	5	5	5
wymiar/size/измерение		9x15	9x16	9x18	9x16	9x18	9x19	9x21




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.4628.005	3.4628.006	3.4630.007
		5	6	7
otwory/holes/отверстия		5	6	7
wymiar/size/измерение		12x13	12x17	12x21



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.3348.002	3.3344.004	3.4600.006
		2	4	6
otwory/holes/отверстия		2	4	6
wymiar/size/измерение		15	20	30

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.							
grubość/thickness толщина	0,6	3.3472.004	3.3472.006	3.3472.008	3.3472.012	3.3472.015	3.3472.016	3.3472.020	3.3472.024
	1,0	3.3473.004	3.3473.006	3.3473.008	3.3473.012	3.3473.015	3.3473.016	3.3473.020	3.3473.024
otwory/holes/отверстия		4	6	8	12	15	16	20	24
wymiar/size/измерение		16	24	32	48	60	64	80	96



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.3474.006	3.3474.008	3.3474.010
	1,0	3.3475.006	3.3475.008	3.3475.010
otwory/holes/отверстия		6	8	10
wymiar/size/измерение		24	31	38

Wkładka na płytki ChMP 2/2
Insert for ChMP plates 2/2
Вкладыш для пластин ChMP 2/2

40.6446.201




Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА




			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	0,6	L	3.3700.004	3.3722.004	3.3718.004	3.3700.006	3.3722.006	3.3726.006
		R	3.3702.004	3.3724.004	3.3720.004	3.3702.006	3.3724.006	3.3728.006
	1,0	L	3.3701.004	3.3723.004	3.3719.004	3.3701.006	3.3723.006	3.3727.006
		R	3.3703.004	3.3725.004	3.3721.004	3.3703.006	3.3725.006	3.3729.006
otwory/holes/отверстия			4	4	4	6	6	6
wymiar/size/измерение			10x16	10x19	10x22	16x22	16x25	16x28




				Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	L	3.3701.304	3.3723.304	3.3719.304	3.3701.306	3.3723.306	3.3727.306
			R	3.3703.304	3.3725.304	3.3721.304	3.3703.306	3.3725.306	3.3729.306
otwory/holes/отверстия				4	4	4	6	6	6
wymiar/size/измерение				10x16	10x19	10x22	16x22	16x25	16x28

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА




			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	0,6	L	3.3712.004	3.4481.004	3.3714.004	3.3706.023	3.3706.035	3.3706.047
		R	3.3713.004	3.4483.004	3.3716.004	3.3707.023	3.3707.035	3.3707.047
	1,0	L	3.3087.017	3.4482.004	3.3715.004	3.3089.023	3.3089.035	3.3089.047
		R	3.3088.017	3.4484.004	3.3717.004	3.3090.023	3.3090.035	3.3090.047
otwory/holes/отверстия			4	4	4	5	7	9
wymiar/size/измерение			10x17	10x20	10x23	16x22	16x34	16x46




				Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	L	3.3087.317	3.4482.304	3.3715.304	3.3089.323	3.3089.335	3.3089.347
			R	3.3088.317	3.4484.304	3.3717.304	3.3090.323	3.3090.335	3.3090.347
otwory/holes/отверстия				4	4	4	5	7	9
wymiar/size/измерение				10x17	10x20	10x23	16x22	16x34	16x46

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.			
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.4473.009	3.4477.009	3.4473.010	3.4477.010
		R	3.4475.009	3.4479.009	3.4475.010	3.4479.010
	1,0	L	3.4474.009	3.4478.009	3.4474.010	3.4478.010
		R	3.4476.009	3.4480.009	3.4476.010	3.4480.010
otwory/holes/отверстия			9	9	10	10
wymiar/size/измерение			22x37	22x40	22x43	22x46



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.				
grubość/thickness толщина	1,0	3.3749.005	3.3747.006	3.3745.006
otwory/holes/отверстия		5	6	6
wymiar/size/измерение		16x22	16x22	16x25



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.				
grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	3.3749.305	3.3747.306
otwory/holes/отверстия			5	6
wymiar/size/измерение			16x22	16x25

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.							
grubość/thickness толщина	0,6	3.3763.004	3.3761.004	3.3763.005	3.3761.005	3.3755.005	3.3757.005	3.3759.005	3.3755.006
	1,0	3.3764.004	3.3762.004	3.3764.005	3.3762.005	3.3756.005	3.3758.005	3.3760.005	3.3756.006
otwory/holes/отверстия		4	4	5	5	5	5	5	6
wymiar/size/измерение		13x19	13x22	13x25	13x28	13x22	13x25	13x28	13x28



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.							
grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	3.3764.304	3.3762.304	3.3764.305	3.3762.305	3.3756.305	3.3758.305	3.3760.305	3.3756.306
otwory/holes/отверстия			4	4	5	5	5	5	5	6
wymiar/size/измерение			13x19	13x22	13x25	13x28	13x22	13x25	13x28	13x28


CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.3777.006	3.3779.006	3.3781.006
	1,0	3.3778.006	3.3780.006	3.3782.006
otwory/holes/отверстия		6	6	6
wymiar/size/измерение		13x22	13x25	13x28



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	3.3778.306	3.3780.306	3.3782.306
otwory/holes/отверстия			6	6	6
wymiar/size/измерение			13x22	13x25	13x28



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6	3.4456.008	3.4458.008
	1,0	3.4457.008	3.4459.008
otwory/holes/отверстия		8	8
wymiar/size/измерение		18x31	18x28

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/ thickness толщина	0,6	L	3.3812.104	3.3812.106
		R	3.3812.204	3.3812.206
	1,0	L	3.3813.104	3.3813.106
		R	3.3813.204	3.3813.206
otwory/holes/отверстия			4	6
wymiar/size/измерение			8x23	8x31



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.						
grubość/thickness толщина	0,6	3.3814.004	3.3814.006	3.3814.008	3.3814.010	3.3814.012
	1,0	3.3815.004	3.3815.006	3.3815.008	3.3815.010	3.3815.012
otwory/holes/отверстия		4	6	8	10	12
wymiar/size/измерение		5x22	6x34	8x46	10x57	13x67



Nr katalogowy/ Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0
3.3803.015	
otwory/holes/отверстия	2
wymiar/size/измерение	15



Nr katalogowy/ Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0
3.3085.119	
otwory/holes/отверстия	4
wymiar/size/измерение	21

CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА




Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/thickness толщина	0,6	3.3804.025	3.3804.004	3.3806.004	3.3808.638	3.3808.641
	1,0	3.3805.025	3.3805.004	3.3807.004	3.3809.638	3.3809.641
otwory/holes/отверстия		4	4	4	6	6
wymiar/size/измерение		26	28	32	38	40



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	3.3805.325	3.3805.304	3.3807.304	3.3809.438	3.3809.441
otwory/holes/отверстия			4	4	4	6	6
wymiar/size/измерение			25	28	31	37	40



Nr katalogowy/Catalogue No./
№ по кат.

grubość/ thickness толщина	EXTRA RIGID	1,0	3.4773.011	3.4773.015
otwory/holes/отверстия			4	4
wymiar/size/измерение			27	32


CZĘŚĆ ŚRODKOWA TWARZY
MIDFACE
СРЕДНЯЯ ЗОНА ЛИЦА



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.								
grubość/thickness толщина	0,6	3.3816.504	3.3816.505	3.3816.506	3.3816.508	3.3816.510	3.3816.512	3.3816.514	3.3816.515	3.3816.516
	1,0	3.3086.504	3.3086.505	3.3086.506	3.3086.508	3.3086.510	3.3086.512	3.3086.514	3.3086.515	3.3086.516
	1,5	3.4772.504	3.4772.505	3.4772.506	3.4772.508	3.4772.510	3.4772.512	3.4772.514	3.4772.515	3.4772.516
otwory/holes/отверстия		4	5	6	8	10	12	14	15	16
wymiar/size/измерение		23	28	35	47	58	70	82	88	95



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.				
grubość/ thickness толщина	RIGID	1,0	3.3086.404	3.3086.406	3.3086.408	3.3086.416	3.3086.420
		1,5	-	-	-	3.4772.416	-
otwory/holes/отверстия		4	6	8	16	20	
wymiar/size/измерение		23	35	47	95	119	



			Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
grubość/ thickness толщина	EXTRA RIGID	1,0	3.4774.008	3.4774.016
otwory/holes/отверстия			8	16
wymiar/size/измерение			47	95

Wkładka na płytki ChMP 2/2

Insert for ChMP plates 2/2

Вкладыш для пластин ChMP 2/2

40.6446.303




Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000

WYROSTEK KŁYKCIOWY ŻUCHWY
MANDIBULAR CONDYLE
МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0
otwory/holes/отверстия	9
wymiar/size/измерение	14x22

WYROSTEK KŁYKCIOWY ŻUCHWY
MANDIBULAR CONDYLE
МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/ thickness толщина	1,0	L	3.3086.504	3.3805.004	3.4717.001	3.4717.002	3.4717.003
		R			3.4718.001	3.4718.002	3.4718.003
otwory/holes/отверстия		4	4	9	9	9	
wymiar/size/измерение		23	29	19x31	16x31	23x40	
				Wykonane we współpracy z: Made in cooperation with: Выполнено в сотрудничестве с:			 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI


Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.301



Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000

WYROSTEK KŁYKCIOWY ŻUCHWY
MANDIBULAR CONDYLE
МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/thickness толщина	1,0	3.6800.004	3.6801.009
otwory/holes/отверстия		4	9
wymiar/size/измерение		14x14	22x22



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/thickness толщина	1,0	3.6810.004	3.6811.004
otwory/holes/отверстия		4	4
wymiar/size/измерение		14x13	12x20


Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.305



Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000


CZASZKA
CRANIUM
ЧЕРЕП



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	0,6	3.3476.001	3.3476.002	3.3476.003	3.3476.004	3.3476.005	-
	1,0	3.3477.001	3.3477.002	3.3477.003	3.3477.004	3.3477.005	3.3490.001
otwory/holes/отверстия		5	5	5	5	5	5
wymiar/size/измерение		19	24	25	25	25	31




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.			
grubość/thickness толщина	0,4	3.4799.006	3.4791.006	3.4791.005	3.4792.006
		6		5	6
otwory/holes/отверстия		6		5	6
wymiar/size/измерение		18	22	22	24




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	1,0	3.3487.012	3.3487.016	3.3487.018
		6	6	6
otwory/holes/отверстия		6	6	6
wymiar/size/измерение		18x29	19x39	21x49

CZASZKA
CRANIUM
ЧЕРЕП




Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	1,0	3.3489.024
otwory/holes/отверстия		8
wymiar/size/измерение		25x41
		3.3489.044
		8
		33x57



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.4710.001
	1,0	3.4711.001
		3.4710.002
		3.4711.002
wymiar/size/измерение		46
		74


CZASZKA
CRANIUM
ЧЕРЕП





GŁOWA / HEAD / ГОЛОВА

Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.			
grubość/ thickness толщина	0,2	-	3.3485.002
	0,3	3.3484.003	3.3483.003
	0,4	-	3.6861.000
	0,6	3.3484.006	3.3482.006
wymiar/size/ измерение	53x80		50x85

Nr katalogowy/ Catalogue No./№ по кат.		
grubość/ thickness толщина	MALLEABLE	0,6
3.3484.306		
wymiar/size/измерение		
53x80		




CZASZKA
CRANIUM
ЧЕРЕП



GŁOWA / HEAD / ГОЛОВА

Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.



grubość thickness толщина	0,1	3.7350.000	3.7351.000
	0,2	3.7353.000	3.7354.000
wymiar/size/измерение		55x55	55x110



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość thickness толщина	0,1	3.7352.000
	0,2	3.7355.000
wymiar/size/измерение		90x150

CZASZKA
CRANIUM
ЧЕРЕП




GŁOWA / HEAD / ГОЛОВА

			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/ thickness/ толщина	MALLEABLE	0,3	3.7356.000	3.7357.000
	RIGID		3.7356.300	3.7357.300
wymiar/size/измерение			55x55	55x110

* płytki kompatybilne z systemem 2,0ChMP
plates compatible with 2.0ChMP system
Пластины совместимы с системой 2,0ChMP


CZASZKA
CRANIUM
ЧЕРЕП



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/ thickness/ толщина	MALLEABLE	0,3	3.6881.000	3.6882.000	3.6883.000
	RIGID		3.6881.300	3.6882.300	3.6883.300
wymiar/size/измерение			18x28	24x37	30x45,5




AI Przymiar/Trial/Мера		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness/ толщина	0,2	43.6881.000	43.6882.000	43.6883.000
wymiar/size/измерение		18x19,5	24x24	30x32



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/ thickness/ толщина	MALLEABLE	0,4	3.7358.000	3.7359.000
	RIGID		3.7358.300	3.7359.300
wymiar/size/измерение			39x30	46x36
otwory/holes/отверстия			6	6



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/ thickness/ толщина	MALLEABLE	0,3	3.6884.000	3.6885.000	3.6886.000
	RIGID		3.6884.300	3.6885.300	3.6886.300
wymiar/size/измерение			26x30	28,5x33	31x36
otwory/holes/отверстия			12	12	12

Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2


40.6446.204



Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/ thickness/ толщина	MALLEABLE	0,4	3.7358.100	3.7359.100
	RIGID		3.7358.400	3.7359.400
wymiar/size/измерение			39x30	46x36
otwory/holes/отверстия			7	7



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/ thickness/ толщина	MALLEABLE	0,3	3.6884.100	3.6885.100	3.6886.100
	RIGID		3.6884.400	3.6885.400	3.6886.400
wymiar/size/измерение			26x30	28,5x33	31x36
otwory/holes/отверстия			7	7	7



AI Przymiar/Trial/Мера		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness/ толщина	0,2	43.6884.000	43.6885.000	43.6886.000
wymiar/size/измерение		26x30	28,5x33	31x36
Przymiar/Trial/Мера		3.6884, 3.7358	3.6885	3.6886, 3.7359



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	0,6	3.3346.002	3.3348.002
otwory/holes/отверстия		2	2
wymiar/size/измерение		11	15



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness толщина	0,4	3.4776.009	3.4776.012	3.4776.016
otwory/holes/отверстия		2	2	2
wymiar/size/измерение		13	16	20



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.
grubość/thickness толщина	0,4	3.4784.004
otwory/holes/отверстия		4
wymiar/size/измерение		24



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.			
grubość/thickness толщина	0,4	3.4783.007	3.4783.008	3.4783.016	3.4783.020
otwory/holes/отверстия		7	8	16	20
wymiar/size/измерение		28	32	64	80



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	0,4	3.4778.004	3.4778.013
otwory/holes/отверстия		4	4
wymiar/size/измерение		13	17



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness толщина	0,4	3.4781.006	3.4785.006	3.4786.006
otwory/holes/отверстия		6	6	6
wymiar/size/измерение		10x16,5	10x18	10x21




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.
grubość/thickness толщина	0,4	3.4782.005
otwory/holes/отверстия		5
wymiar/size/измерение		10x19



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość/thickness толщина	0,4	3.4780.004	3.4788.004
otwory/holes/отверстия		4	4
wymiar/size/измерение		9x14	10x16




Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość/thickness толщина	0,4	3.4779.004	3.4777.018
otwory/holes/отверстия		4	18
wymiar/size/измерение		10x10	10x52

ORTODONCJA ORTHODONTICS ОРТОДОНТИЯ



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	0,6	3.4740.002	3.4741.004	-	-	-	-
	1,0	3.4767.002	3.4768.004	3.4747.003	3.4748.003	3.4747.103	3.4748.103
otwory/holes/отверстия		2	4	3	3	3	3
wymiar/size/измерение		15	23	19	22	20	23



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.				
grubość/thickness толщина	0,6	3.4742.004	3.4743.004	3.4744.004	-	-
	1,0	3.4764.004	3.4765.004	3.4766.004	3.4745.004	3.4746.004
otwory/holes/отверстия		4	4	4	4	4
wymiar/size/измерение		15	17	20	24	26



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.
grubość/thickness толщина	0,6	3.4749.005
otwory/holes/отверстия		5
wymiar/size/измерение		16x24

ORTODONCJA
ORTHODONTICS
ОРТОДОНТИЯ



grubość/thickness толщина		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.	
1,0		3.4750.004	3.4751.004
otwory/holes/отверстия		4	4
wymiar/size/измерение		28	28


ZESTAW MINI ChMP
MINI ChMP SET
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИ ChMP

Wkładki na implanty
Inserts for implants
Вкладыши для имплантатов


	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Wkładka na płytki ChMP Insert for ChMP plates Вкладыш для пластин ChMP	40.6446.004

Do umieszczenia w paletach ChMP 40.6444.020
To be placed in ChMP palettes 40.6444.020
Для размещения на поддонах 40.6444.020

ORTOGNATYKA ORTHOGNATHIC ОРТОГНАТИЯ




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.						
grubość/ thickness толщина	1,0	L	3.4714.000	3.4714.003	3.4714.005	3.4714.007	3.4714.009	3.4714.011
		R	3.4715.000	3.4715.003	3.4715.005	3.4715.007	3.4715.009	3.4715.011
otwory/holes/отверстия			11	11	11	11	11	11
wymiar/size/измерение H			0	3	5	7	9	11




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	1,0	3.4716.001	3.4716.003	3.4716.005	3.4716.007	3.4716.009	3.4716.011
otwory/holes/отверстия		6	6	6	6	6	6
wymiar/size/измерение H		1	3	5	7	9	11

ORTOGNATYKA ORTHOGNATHIC ОРТОГНАТИЯ



		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	0,6	3.3811.002	3.3811.004	3.3811.006	3.3811.008	3.3811.010	3.3811.012
otwory/holes/отверстия		4	4	4	4	4	4
wymiar/size/измерение H		2	4	6	8	10	12




		Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.					
grubość/thickness толщина	0,6	3.4466.002	3.4466.004	3.4466.006	3.4466.008	3.4466.010	3.4466.012
otwory/holes/отверстия		5	5	5	5	5	5
wymiar/size/измерение H		2	4	6	8	10	12

Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.304




Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000



Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość/thickness толщина	0,6	3.3810.002	3.3810.004	3.3810.006	3.3810.008	3.3810.010	3.3810.012
otwory/holes/отверстия		4	4	4	4	4	4
wymiar/size/измерение H		2	4	6	8	10	12




Nr katalogowy/Catalogue No./ № по кат.

grubość/thickness толщина	0,6	3.6849.003	3.6849.005	3.6849.007
otwory/holes/отверстия		6	6	6
wymiar/size/измерение H		3	5	7

ORTOGNATYKA
ORTHOGNATHIC
ОРТОГНАТИЯ



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.3801.119	3.3801.024	3.3801.030
	1,0	3.3085.119	3.3085.024	3.3085.030
otwory/holes/отверстия		4	4	4
wymiar/size/измерение		21	29	35



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.				
grubość/thickness толщина	1,0	3.4729.028	3.4729.033	3.4729.038	3.4729.043	3.4730.060
		4	4	4	4	6
otwory/holes/отверстия		4	4	4	4	6
wymiar/size/измерение		28	33	38	43	60

ORTOGNATYKA ORTHOGNATHIC ОРТОГНАТИЯ



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.4460.006	3.4462.006	3.4464.006
	1,0	3.4461.006	3.4463.006	3.4465.006
otwory/holes/отверстия		6	6	6
wymiar/size/измерение		29	32	35



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
L/R	grubość/ thickness толщина	0,6	3.4731.026	3.4731.030	3.4731.034
		0,8	3.4769.026	3.4769.030	3.4769.034
		1,0	3.4732.026	3.4732.030	3.4732.034
otwory/holes/отверстия			4	4	4
wymiar/size/измерение			26	30	34



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.			
L/R	grubość/ thickness толщина	0,6	3.4733.026	3.4733.030	3.4733.034	3.4733.038
		0,8	3.4770.026	3.4770.030	3.4770.034	3.4770.038
		1,0	3.4734.026	3.4734.030	3.4734.034	3.4734.038
otwory/holes/отверстия			4	4	4	4
wymiar/size/измерение			26	30	34	38

ORTOGNATYKA ORTHOGNATHIC ОРТОГНАТИЯ



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.			
L/R	grubość/ thickness толщина	0,6	3.4735.026	3.4735.030	3.4735.034	3.4735.038
		0,8	3.4771.026	3.4771.030	3.4771.034	3.4771.038
		1,0	3.4736.026	3.4736.030	3.4736.034	3.4736.038
otwory/holes/отверстия			4	4	4	4
wymiar/size/измерение			26	30	34	38



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
L/R	grubość/ thickness толщина	0,6	3.6834.028	3.6834.032	3.6834.036
		0,8	3.6835.028	3.6835.032	3.6835.036
		1,0	3.6836.028	3.6836.032	3.6836.036
otwory/holes/отверстия			4	4	4
wymiar/size/измерение			28	32	36

ORTOGNATYKA
ORTHOGNATHIC
ОРТОГНАТИЯ



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
grubość/thickness толщина	0,6	3.6828.023	3.6828.027	3.6828.031
	0,8	3.6829.023	3.6829.027	3.6829.031
	1,0	3.6830.023	3.6830.027	3.6830.031
otwory/holes/отверстия		4	4	4
wymiar/size/измерение		23	27	31



			Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.		
L/R	grubość/ thickness толщина	0,6	3.6831.023	3.6831.027	3.6831.031
		0,8	3.6832.023	3.6832.027	3.6832.031
		1,0	3.6833.023	3.6833.027	3.6833.031
otwory/holes/отверстия			4	4	4
wymiar/size/измерение			23	27	31

ORTOGNATYKA
ORTHOGNATHIC
ОРТОГНАТИЯ



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.			
grubość/thickness толщина	1,0	3.4737.028	3.4738.028
otwory/holes/отверстия		8	8
wymiar/size/измерение		28	28



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.			
grubość/thickness толщина	1,0	3.4737.031	3.4738.031
otwory/holes/отверстия		8	8
wymiar/size/измерение		31	31



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.			
grubość/thickness толщина	1,0	3.4737.034	3.4738.034
otwory/holes/отверстия		8	8
wymiar/size/измерение		34	34

Wkładka na płytki ChMP 2/2
Insert for ChMP plates 2/2
Вкладыш для пластин ChMP 2/2

40.6446.005




Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000

ORTOGNATYKA
ORTHOGNATHIC
ОРТОГНАТИЯ



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/thickness толщина	1,0	3.4793.006	3.4794.006
otwory/holes/отверстия		6	6
wymiar/size/измерение		17x29	17x29



Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.

grubość/thickness толщина	1,0	3.6802.004	3.6803.008
otwory/holes/отверстия		4	8
wymiar/size/измерение		11x20	11x32

ORTOGNATYKA
ORTHOGNATHIC
ОРТОГНАТИЯ



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.
grubość/thickness толщина	1,0	3.6804.004
otwory/holes/отверстия		4
wymiar/size/измерение		26



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.
grubość/thickness толщина	1,0	3.6805.008
otwory/holes/отверстия		8
wymiar/size/измерение		50



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.
grubość/thickness толщина	1,0	3.6806.008
otwory/holes/отверстия		8
wymiar/size/измерение		53



		Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.
grubość/thickness толщина	1,0	3.6807.010
otwory/holes/отверстия		10
wymiar/size/измерение		68

ORTOGNATYKA
ORTHOGNATHIC
ОРТОГНАТИЯ




Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0
otwory/holes/отверстия	6
wymiar/size/измерение	41




Nr katalogowy/Catalogue No./№ по кат.	
grubość/thickness толщина	1,0
otwory/holes/отверстия	6
wymiar/size/измерение	41


L [mm] [MM]	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
	Ø1,2			
	 □1,2			
4	3.1008.004	3.1008.504	3.6682.004	3.6682.504
5	3.1008.005	3.1008.505	3.6682.005	3.6682.505
6	3.1008.006	3.1008.506	3.6682.006	3.6682.506
7	3.1008.007	3.1008.507	3.6682.007	3.6682.507
8	3.1008.008	3.1008.508	3.6682.008	3.6682.508
9	3.1008.009	3.1008.509	3.6682.009	3.6682.509
10			3.6682.010	3.6682.510
11			3.6682.011	3.6682.511
12			3.6682.012	3.6682.512
13			3.6682.013	3.6682.513
14			3.6682.014	3.6682.514
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий



L [mm] [MM]	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
	Ø1,5 AWARYJNY, EMERGENCY, АВАРИЙНЫЕ			
	 □1,2			
5	3.1007.005	3.1007.505	3.6683.005	3.6683.505
7	3.1007.007	3.1007.507	3.6683.007	3.6683.507
9	3.1007.009	3.1007.509	3.6683.009	3.6683.509
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.101




3.1008.004÷009
3.6682.004÷009




L [mm/ MM]	4	5	6	7	8	9
Szt.	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 3/10
Module for ChMP screws 3/10
Модуль для винтов ChMP 3/10

40.6445.103



3.6682.004÷014



L [mm/ MM]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szt.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 1/10
Module for ChMP screws 1/10
Модуль для винтов ChMP 1/10

40.6445.102




3.1007.005÷009
3.6683.005÷009



L [mm/ MM]	5	7	9
Szt.	10	10	10

Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000


L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø1,5			
	□1,2		+	
3	3.1015.003	3.1015.503	3.6650.003	3.6650.503
4	3.1015.004	3.1015.504	3.6650.004	3.6650.504
5	3.1015.005	3.1015.505	3.6650.005	3.6650.505
6	3.1015.006	3.1015.506	3.6650.006	3.6650.506
7	3.1015.007	3.1015.507	3.6650.007	3.6650.507
8	3.1015.008	3.1015.508	3.6650.008	3.6650.508
9	3.1015.009	3.1015.509	3.6650.009	3.6650.509
10	3.1015.010	3.1015.510	3.6650.010	3.6650.510
11	3.1015.011	3.1015.511	3.6650.011	3.6650.511
12	3.1015.012	3.1015.512	3.6650.012	3.6650.512
13	3.1015.013	3.1015.513	3.6650.013	3.6650.513
14	3.1015.014	3.1015.514	3.6650.014	3.6650.514
15	3.1015.015	3.1015.515	3.6650.015	3.6650.515
16	3.1015.016	3.1015.516	3.6650.016	3.6650.516
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5



samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø1,8 AWARYJNY, EMERGENCY АВАРИЙНЫЕ			
	□1,2		+	
5	3.1023.005	3.1023.505	3.6651.005	3.6651.505
7	3.1023.007	3.1023.507	3.6651.007	3.6651.507
9	3.1023.009	3.1023.509	3.6651.009	3.6651.509
11	3.1023.011	3.1023.511	3.6651.011	3.6651.511
13	3.1023.013	3.1023.513	3.6651.013	3.6651.513
15	3.1023.015	3.1023.515	3.6651.015	3.6651.515
17	3.1023.017	3.1023.517	3.6651.017	3.6651.517
20	3.1023.020	3.1023.520	3.6651.020	3.6651.520
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø1,5			
	□1,2		+	
3			3.6653.003	3.6653.503
4	3.1025.004	3.1025.504	3.6653.004	3.6653.504
5	3.1025.005	3.1025.505	3.6653.005	3.6653.505
6	3.1025.006	3.1025.506	3.6653.006	3.6653.506
7	3.1025.007	3.1025.507	3.6653.007	3.6653.507
8	3.1025.008	3.1025.508	3.6653.008	3.6653.508
9	3.1025.009	3.1025.509	3.6653.009	3.6653.509
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samowiercący
self - drilling
самосверлящий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
	Ø1,5 LOW PROFILE	
		
3	3.6680.003	3.6680.503
4	3.6680.004	3.6680.504
5	3.6680.005	3.6680.505
Szt. Pcs Шт.	1	5



samowiercący
self - drilling
самосверлящий



L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
	Ø1,8 LOW PROFILE AWARYJNY EMERGENCY, АВАРИЙНЫЕ	
		
3	3.6681.003	3.6681.503
4	3.6681.004	3.6681.504
5	3.6681.005	3.6681.505
Szt. Pcs Шт.	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.		
L [mm] [MM]	Ø1,7 LAG SCREW	
	 □1,2	
14	3.1037.014	3.1037.514
16	3.1037.016	3.1037.516
18	3.1037.018	3.1037.518
Szt. Pcs Шт.	1	5

* Opcjonalne narzędzia do wkrętów kompresyjnych – Wiertła stopniowe 1,25/1,7-14÷18 [40.6439.014÷018]
Optional instruments for compression screws – Gradual drills 1.25/1.7-14÷18 [40.6439.014÷018];
Инструменты для компрессионных винтов – опционально - Сверло фазное 1,25/1,7-14÷18 [40.6439.014÷018];




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий



Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.				
L [mm] [MM]	Ø1,7		Ø1,8	
	 □1,2			
10	3.1030.010	3.1030.510	3.6658.010	3.6658.510
12	3.1030.012	3.1030.512	3.6658.012	3.6658.512
14	3.1030.014	3.1030.514	3.6658.014	3.6658.514
16	3.1030.016	3.1030.516	3.6658.016	3.6658.516
18	3.1030.018	3.1030.518	3.6658.018	3.6658.518
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5


* Opcjonalne narzędzia do wkrętów kompresyjnych – Wiertła stopniowe 1,2-10÷18 [40.8424.010÷018];
Optional instruments for compression screws – Gradual drills 1.2-10÷18 [40.8424.010÷018];
Инструменты для компрессионных винтов – опционально - Сверло фазное 1,2-10÷18 [40.8424.010÷018];



samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.		
L [mm] [MM]	Ø1,5 TENTING	
		
7	3.1038.007	3.1038.507
8	3.1038.008	3.1038.508
9	3.1038.009	3.1038.509
10	3.1038.010	3.1038.510
11	3.1038.011	3.1038.511
12	3.1038.012	3.1038.512
13	3.1038.013	3.1038.513
14	3.1038.014	3.1038.514
16	3.1038.016	3.1038.516
Szt. Pcs Шт.	1	5



samowierący
self - drilling
самосверлящий



Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.		
L [mm] [MM]	Ø1,5 MEMBRANE	
		
3	3.1034.003	3.1034.503
5	3.1034.005	3.1034.505
Szt. Pcs Шт.	1	5




samowierący
self - drilling
самосверлящий




Moduł na wkręty ChMP 3/10
Module for ChMP screws 3/10
Модуль для винтов ChMP 3/10

40.6445.201




3.1015.004÷016
3.6650.004÷016




L [mm/ mm]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
Szt.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 3/10
Module for ChMP screws 3/10
Модуль для винтов ChMP 3/10

40.6445.204



3.1015.003÷016
3.6650.003÷016



L [mm/ mm]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
Szt.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 1/10
Module for ChMP screws 1/10
Модуль для винтов ChMP 1/10

40.6445.202



3.1023.005÷009
3.6651.005÷009




L [mm/ mm]	5	7	9
Szt.	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.205




3.1023.005÷020
3.6651.005÷020




L [mm/ mm]	5	7	9	11	13	15	17	20
Szt.	10	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.203




3.1025.005÷009
3.6653.005÷009




L [mm/ mm]	5	6	7	8	9
Szt.	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.206




3.1025.004÷009
3.6653.004÷009




L [mm/ mm]	4	5	6	7	8	9
Szt.	10	10	10	10	10	10

Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000


L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø2,0			
	 □1,2			
4	3.1145.004	3.1145.504	3.6660.004	3.6660.504
5	3.1145.005	3.1145.505	3.6660.005	3.6660.505
6	3.1145.006	3.1145.506	3.6660.006	3.6660.506
7	3.1145.007	3.1145.507	3.6660.007	3.6660.507
8	3.1145.008	3.1145.508	3.6660.008	3.6660.508
9	3.1145.009	3.1145.509	3.6660.009	3.6660.509
10	3.1145.010	3.1145.510	3.6660.010	3.6660.510
11	3.1145.011	3.1145.511	3.6660.011	3.6660.511
12	3.1145.012	3.1145.512	3.6660.012	3.6660.512
13	3.1145.013	3.1145.513	3.6660.013	3.6660.513
14	3.1145.014	3.1145.514	3.6660.014	3.6660.514
15	3.1145.015	3.1145.515	3.6660.015	3.6660.515
16	3.1145.016	3.1145.516	3.6660.016	3.6660.516
17	3.1145.017	3.1145.517	3.6660.017	3.6660.517
18	3.1145.018	3.1145.518	3.6660.018	3.6660.518
19			3.6660.019	3.6660.519
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø2,3 AWARYJNY, EMERGENCY, АВАРИЙНЫ			
	 □1,2			
4	-	-	3.6661.004	3.6661.504
5	-	-	3.6661.005	3.6661.505
6	3.1153.006	3.1153.506	3.6661.006	3.6661.506
7	-	-	3.6661.007	3.6661.507
8	3.1153.008	3.1153.508	3.6661.008	3.6661.508
9	-	-	3.6661.009	3.6661.509
10	3.1153.010	3.1153.510	3.6661.010	3.6661.510
12	3.1153.012	3.1153.512	3.6661.012	3.6661.512
14	3.1153.014	3.1153.514	3.6661.014	3.6661.514
16	3.1153.016	3.1153.516	3.6661.016	3.6661.516
18	3.1153.018	3.1153.518	3.6661.018	3.6661.518
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø2,0			
	 □1,2			
5	3.1026.005	3.1026.505	3.6663.005	3.6663.505
6	3.1026.006	3.1026.506	3.6663.006	3.6663.506
7	3.1026.007	3.1026.507	3.6663.007	3.6663.507
8	3.1026.008	3.1026.508	3.6663.008	3.6663.508
9	-	-	3.6663.009	3.6663.509
10	3.1026.010	3.1026.510	3.6663.010	3.6663.510
12	3.1026.012	3.1026.512	3.6663.012	3.6663.512
14	3.1026.014	3.1026.514	3.6663.014	3.6663.514
16	3.1026.016	3.1026.516	3.6663.016	3.6663.516
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samowiercący
self - drilling
самосверлящий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø2,0 LAG SCREW			
	 □1,2			
14	3.1027.014	3.1027.514	3.6662.014	3.6662.514
16	3.1027.016	3.1027.516	3.6662.016	3.6662.516
18	3.1027.018	3.1027.518	3.6662.018	3.6662.518
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5




samogwintujący
self - tapping
самонарезающий




L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.			
	Ø2,0 IMF			
	 □1,2			
8	1.1024.008	1.1024.508	3.6664.008	3.6664.508
10	1.1024.010	1.1024.510	3.6664.010	3.6664.510
11	-	-	3.6664.011	3.6664.511
12	1.1024.012	1.1024.512	3.6664.012	3.6664.512
14			3.6664.014	3.6664.514
Szt. Pcs Шт.	1	5	1	5
	 St			




 samowiercący
self - drilling
самосверлящий



L [mm] [MM]	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
	Ø2,0 IMF	
		
8	3.6665.008	3.6665.508
10	3.6665.010	3.6665.510
11	3.6665.011	3.6665.511
12	3.6665.012	3.6665.512
14	3.6665.014	3.6665.514
Szt. Pcs Шт.	1	5




 samowiercący
self - drilling
самосверлящий




Moduł na wkręty ChMP 3/10
Module for ChMP screws 3/10
Модуль для винтов ChMP 3/10

40.6445.301




3.1145.005÷018
3.6660.005÷018




L [mm/ mm]	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Szt.	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.302




3.1153.006÷018
3.6661.006÷018



L [mm/ mm]	6	8	10	12	14	16	18
Szt.	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 1/10
Module for ChMP screws 1/10
Модуль для винтов ChMP 1/10

40.6445.303




3.1027.014÷018
3.6662.014÷018




L [mm/ mm]	14	16	18
Szt.	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.304



3.1026.005÷016
3.6663.005÷016




L [mm/ mm]	5	6	7	8	10	12	14	16
Szt.	10	10	10	10	10	10	10	10

Moduł na wkręty ChMP 1/10
Module for ChMP screws 1/10
Модуль для винтов ChMP 1/10

40.6445.305



1.1024.008÷012
3.1024.008÷012
1.6664.008÷012
3.6664.008÷012




L [mm/ mm]	8	10	12
Szt.	10	10	10

Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000
For insertion in ChMP Palette 40.6444.000
Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000


PALETA BAZOWA NA IMPLANTY
BASIC TRAY FOR IMPLANTS
ОСНОВНОЙ ПОДДОН ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

Paleta ChMP
ChMP palette
Поддон ChMP



40.6444.000




PRZYKŁAD ROZMIESZCZENIA MODUŁÓW I WKŁADEK
EXAMPLE OF MODULES AND INSERTS ARRANGEMENT
ПРИМЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ МОДУЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ



MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE COMPLETIVE MODULES ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Moduł na wkręty ChMP 1/10 Module for ChMP screws 1/10 Модуль для винтов ChMP 1/10	40.6445.001	1
	Moduł na wkręty ChMP 2/10 Module for ChMP screws 2/10 Модуль для винтов ChMP 2/10	40.6445.002	1
	Moduł na wkręty ChMP 3/10 Module for ChMP screws 3/10 Модуль для винтов ChMP 3/10	40.6445.003	1
	Moduł na wkręty ChMP 10/10 Module for ChMP screws 10/10 Модуль для винтов ChMP 10/10	40.6445.004	1
Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000 For insertion in ChMP Palette 40.6444.000 Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000			

WKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE COMPLETIVE INSERTS ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ

	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Wkładka na płytki ChMP 1/2 Insert for ChMP plates 1/2 Вкладыш для пластин ChMP 1/2	40.6446.001	1
	Wkładka na płytki ChMP 2/2 Insert for ChMP plates 2/2 Вкладыш для пластин ChMP 2/2	40.6446.002	1
Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000 For insertion in ChMP Palette 40.6444.00 Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000			

**NARZĘDZIA DODATKOWE
ADDITIONAL INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**

Wkładka z narzędziami ChMP 2/2 Insert with ChMP instruments 2/2 Вкладыш с инструментами ChMP 2/2			40.6447.001	
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.	
	Wkładka na narzędzia ChMP 2/2 Insert for ChMP instruments 2/2 Вкладыш для инструментов ChMP 2/2	40.6448.001	1	
	Podważka 6/5, 20cm Elevator 6/5, 20cm Элеватор 6/5, 20см	40.3077.100	4	
	Skrobaczka 3mm, 180mm Raspator 3mm, 180mm Распатор 3мм, 180мм	30.4062.000	1	
	Ustalcacz odłamków kości 135mm Bone holding forceps 135mm Костодержатель 135мм	40.4150.000	1	
	Grot kwadratowy 1,2 z chwytakiem Screwdriver square tip 1.2 with holder Наконечник под квадрат 1,2 с держателем	40.6401.000	1	
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	40.4640.400	1	
Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000 For insertion in ChMP Palette 40.6444.000 Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000				

Uwaga: Wkładkę z narzędziami ChMP 2/2 40.6447.001 umieszczać jako najniższy poziom.
 NOTE: Place insert with ChMP instruments 2/2 40.6447.001 as the lowest level.
 Внимание: Вкладыш с инструментами ChMP 2/2 40.6447.001 ставить на наинизший уровень.

**NARZĘDZIA DODATKOWE
ADDITIONAL INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**


Wkładka z narzędziami ChMP 2/2 Insert with ChMP instruments 2/2 Вкладыш с инструментами ChMP 2/2		40.6447.002	
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Wkładka na narzędzia ChMP 2/2 Insert for ChMP instruments 2/2 Вкладыш для инструментов ChMP 2/2	40.6448.002	1
	Hak Mannerfelt 1 ząb, L-155mm, ostry MANNERFELT retractor, 1 tooth, L-155mm, sharp Крючок Mannerfelt 1 зуб, L-155мм, острый	30.0743.001	1
	Podważka 6/5, 20cm Elevator 6/5, 20cm Элеватор 6/5, 20см	40.3077.100	2
	Skrobaczka 3mm, 180mm Raspator 3mm, 180mm Распатор 3мм, 180мм	30.4062.000	1
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	40.4640.400	1
	Ustalcacz odłamków kości 135mm Bone holding forceps 135mm Костодержатель 135мм	40.4150.000	2
	Drut prowadzący 0,8/150 Guide rod 0.8/150 Спица-направитель 0,8/150	40.8132.150	3
	Drut prowadzący 1,0/150 Guide rod 1.0/150 Спица-направитель 1,0/150	40.8133.150	3
	Drut prowadzący 1,2/150 Guide rod 1.2/150 Спица-направитель 1,2/150	40.6466.150	3
Do umieszczenia w Palecie ChMP 40.6444.000 For insertion in ChMP Palette 40.6444.000 Для размещения на Поддоне ChMP 40.6444.000			

Uwaga: Wkładkę z narzędziami ChMP 2/2 40.6447.002 umieszczać jako najniższy poziom.
NOTE: Place insert with ChMP instruments 2/2 40.6447.002 as the lowest level.
Внимание: Вкладыш с инструментами ChMP 2/2 40.6447.002 ставить на наинизший уровень.




INSTRUMENTARIA BAZOWE ChMP
BASIC ChMP INSTRUMENTS
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ChMP

Instrumentarium ChMP ChMP instruments set Инструментарий ChMP		40.6440.004	40.6440.005	40.6440.006	40.6440.007	
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.			Szt. Pcs Шт.	
	Paleta na instrumentarium ChMP Palette for ChMP instrument set Поддон для инструментов ChMP	40.6441.000			1	
	Kleszcze do cięcia drutu Hercules HERCULES forceps for wire cutting Щипцы дрезания проволоки Hercules 23cm	30.4172.000			1	
	Szczypce do cięcia płytek Plate cutting pliers Клещи для резания пластин		40.4650.000		1	
	Szczypce do cięcia płytek Plate cutting pliers Клещи для резания пластин			40.8406.000	1	
	Szczypce do cięcia płytek 12cm Plate cutting pliers 12 cm Клещи для резания пластин 12cm				40.6426.000	1
	Pinceta do płytek – odgięta Plate forceps – curved Пинцет для пластин - изогн	40.4651.000			1	
	Szczypce do wyginania płytek Plate bending pliers Клещи для выгибания пластин 1,5/2,0/2,7	40.4642.000			2	
	Rękojeść z szybkozłączem Quick coupling handle Рукоятка с быстроразъемным соединением	40.6405.100			1	



PRZYKŁAD ROZMIESZCZENIA WKŁADEK Z NARZĘDZIAMI ChMP
EXAMPLE OF INSERTS WITH ChMP INSTRUMENTS ARRANGEMENT
ПРИМЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ С ИНСТРУМЕНТАМИ ChMP










WKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE Z NARZĘDZIAMI SYSTEMOWYMI
COMPLETIVE INSERTS WITH SYSTEM INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ С ИНСТРУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ

Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP			40.6442.102	40.6442.103		
		Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.		Szt. Pcs Шт.	
		Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP	40.6443.102	40.6443.103	1	
		Szczypce zmodyfikowane Modified pliers Клещи модиф. 1,2	40.4644.000		1	
		Grot X Screwdriver tip X Наконечник X	40.6449.006		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/4	40.6429.004		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/5	40.6429.005		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/6	40.6429.006		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/7	40.6429.007		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/8	40.6429.008		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/9	40.6429.009		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/14	40.6429.014		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15	40.6421.015		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/4			40.6429.604	1
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/5			40.6429.605	1
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/6			40.6429.606	1
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/7			40.6429.607	1
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/8			40.6429.608	1
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/9			40.6429.609	1
		Wiertło/Drill/Сверло 0,9/14			40.6429.614	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15			40.6421.615	1
Do umieszczenia w Instrumentarium ChMP 40.6440.xxx For insertion in ChMP Instruments set 40.6440.xxx Для размещения в Инструментарий ChMP 40.6440.xxx						




WKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE Z NARZĘDZIAMI SYSTEMOWYMI
COMPLETIVE INSERTS WITH SYSTEM INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ С ИНСТРУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ

Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP		40.6442.204		40.6442.206		40.6442.205	
		Nazwa/Name/Название		Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.			Szt. Pcs Шт.
		Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP		40.6443.204	40.6443.206	40.6443.205	1
		Szczypce zmodyfikowane Modified pliers Клещи модиф. 1,5		40.4645.015			1
		Grot X Screwdriver tip X Наконечник X		40.6449.001			1
  		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/4,0		40.6421.004			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/5,0		40.6421.005			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/7,0		40.6421.007			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/9,0		40.6421.009			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15,0		40.6421.015			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/70		40.6424.070			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,5/70		40.6417.070			1
  		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/4,0				1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/5,0				40.6421.605	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/7,0				40.6421.607	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/9,0				40.6421.609	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15,0				40.6421.615	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/70				40.6424.670	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,5/70				40.6417.670	1
 		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/4,0				1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/5,0				40.6421.705	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/7,0				40.6421.707	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/9,0				40.6421.709	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15,0				40.6421.715	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/20				40.6421.720	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20				40.6422.720	1
Do umieszczenia w Instrumentarium ChMP 40.6440.xxx For insertion in ChMP Instruments set 40.6440.xxx Для размещения в Инструментарий ChMP 40.6440.xxx							






WKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE Z NARZĘDZIAMI SYSTEMOWYMI
COMPLETIVE INSERTS WITH SYSTEM INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ С ИНСТРУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ

Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP		40.6442.207		40.6442.209		40.6442.208	
		Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.			Szt. Pcs Шт.	
		Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP	40.6443.207	40.6443.209	40.6443.208	1	
		Szczypce zmodyfikowane Modified pliers Клещи модиф. 1,5	40.4645.015			1	
		Grot kwadratowy Screwdriver square Наконечник под квадрат	40.6402.000			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/4,0	40.6421.004			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/5,0	40.6421.005			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/7,0	40.6421.007			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/9,0	40.6421.009			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15,0	40.6421.015			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/70	40.6424.070			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,5/70	40.6417.070			1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/4,0		40.6421.604		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/5,0		40.6421.605		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/7,0		40.6421.607		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/9,0		40.6421.609		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15,0		40.6421.615		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/70		40.6424.670		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,5/70		40.6417.670		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/4,0			40.6421.704	1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/5,0			40.6421.705	1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/7,0			40.6421.707	1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/9,0			40.6421.709	1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15,0			40.6421.715	1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,25/20			40.6421.720	1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20			40.6422.720	1	
Do umieszczenia w Instrumentarium ChMP 40.6440.xxx For insertion in ChMP Instruments set 40.6440.xxx Для размещения в Инструментарий ChMP 40.6440.xxx							

WKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE Z NARZĘDZIAMI SYSTEMOWYMI
COMPLETIVE INSERTS WITH SYSTEM INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ С ИНСТРУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ



Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP		40.6442.304	40.6442.306	40.6442.305		
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.			Szt. Pcs Шт.	
	Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP	40.6443.304	40.6443.306	40.6443.305	1	
	Szczypce zmodyfikowane 2,0 Modified pliers 2,0 Клещи модиф. 2,0	40.4645.020			1	
	Grot X Screwdriver tip X Наконечник X	40.6449.003			1	
    		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/6,0	40.6422.006		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/8,0	40.6422.008		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/12,0	40.6422.012		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20,0	40.6422.020		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/22/100	40.6423.022		1	
	Wiertło/Drill/Сверло 2,0/22/100	40.6411.022			1	
    		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/6,0	40.6422.606		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/8,0	40.6422.608		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/12,0	40.6422.612		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20,0	40.6422.620		1	
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/22/100	40.6423.622		1	
	Wiertło/Drill/Сверло 2,0/22/100	40.6411.622			1	
    		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/6,0			40.6422.706	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/8,0			40.6422.708	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/12,0			40.6422.712	1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20,0			40.6422.720	1
		Wiertło/Drill/Сверло 2,0/20,0			40.6411.720	1
Do umieszczenia w Instrumentarium ChMP 40.6440.xxx For insertion in ChMP Instruments set 40.6440.xxx Для размещения в Инструментарий ChMP 40.6440.xxx						

WKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE Z NARZĘDZIAMI SYSTEMOWYMI
COMPLETIVE INSERTS WITH SYSTEM INSTRUMENTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ С ИНСТРУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ

Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP		40.6442.307	40.6442.309	40.6442.308	
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.			Szt. Pcs Шт.
	Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP	40.6443.307	40.6443.309	40.6443.308	1
	Szczypce zmodyfikowane 2,0 Modified pliers 2,0 Клещи модиф. 2,0	40.4645.020			1
	Grot kwadratowy Screwdriver square Наконечник под квадрат	40.6402.000			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/6,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/8,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/12,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/22/100			1
		Wiertło/Drill/Сверло 2,0/22/100			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/6,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/8,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/12,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/22/100			1
		Wiertło/Drill/Сверло 2,0/22/100			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/6,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/8,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/12,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20,0			1
		Wiertło/Drill/Сверло 2,0/20,0			1
Do umieszczenia w Instrumentarium ChMP 40.6440.xxx For insertion in ChMP Instruments set 40.6440.xxx Для размещения в Инструментарий ChMP 40.6440.xxx					

**PRZYKŁADY KOMPLETACJI
EXAMPLES COMPLETION
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ**


**PROPOZYCJA KOMPLETACJI ZESTAWU MODUŁOWEGO 1,5/2,0ChMP - DŁOŃ
EXEMPLARY ARRANGEMENT OF 1.5/2.0ChMP MODULAR SET – HAND
ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ МОДУЛЬНОГО НАБОРА 1,5/2,0ChMP - ЛАДОНЬ**

INSTRUMENTARIUM 1,5/2,0 ChMP INSTRUMENT SET FOR 1.5/2.0ChMP ИНСТРУМЕНТАРИЙ 1,5/2,0 ChMP		STATYW NA IMPLANTY STAND FOR IMPLANTS ПОДСТАВКА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ	
			
Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
Instrumentarium ChMP ChMP instrument set Инструментарий ChMP	40.6440.004	Paleta ChMP ChMP palette Поддон ChMP	40.6444.000
Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP	40.6442.304	Moduł na wkręty ChMP 3/10 Module for ChMP screws 3/10 Модуль для винтов ChMP 3/10	40.6445.301
Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP	40.6442.204	Moduł na wkręty ChMP 2/10 Module for ChMP screws 2/10 Модуль для винтов ChMP 2/10	40.6445.302
		Moduł na wkręty ChMP 3/10 Module for ChMP screws 3/10 Модуль для винтов ChMP 3/10	40.6445.201
		Moduł na wkręty ChMP 1/10 Module for ChMP screws 1/10 Модуль для винтов ChMP 1/10	40.6445.202
		Moduł na wkręty ChMP 1/10 Module for ChMP screws 1/10 Модуль для винтов ChMP 1/10	40.6445.001
		Wkładka na płytki ChMP 1/2 Insert for ChMP plates 1/2 Вкладыш для пластин ChMP 1/2	40.6446.202
		Wkładka na płytki ChMP 1/2 Insert for ChMP plates 1/2 Вкладыш для пластин ChMP 1/2	40.6446.302
		Wkładka z narzędziami ChMP 2/2 Insert with ChMP instruments 2/2 Вкладыш с инструментами ChMP 2/2	40.6447.001


PRZYKŁADY KOMPLETACJI
EXAMPLES COMPLETION
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

PROPOZYCJA KOMPLETACJI ZESTAWU MODUŁOWEGO 2,0 ChMP - ACP
EXEMPLARY ARRANGEMENT OF 2.0ChMP- ACP
ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ МОДУЛЬНОГО НАБОРА 2,0 ChMP - ACP

INSTRUMENTARIUM 2,0ChMP
INSTRUMENT SET FOR 2.0ChMP
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 2,0ChMP



STATYW NA IMPLANTY
STAND FOR IMPLANTS
ПОДСТАВКА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ



Nazwa/Name/Название

Nr katalogowy Catalogue No.
№ по кат.

Instrumentarium ChMP
ChMP instrument set
Инструментарий ChMP

40.6440.004

Wkładka z narzędziami ChMP
Insert with ChMP instruments
Вкладыш с инструментами ChMP

40.6442.304

lub/или

40.6442.305

Nazwa/Name/Название

Nr katalogowy Catalogue No.
№ по кат.

Paleta ChMP
ChMP palette
Поддон ChMP

40.6444.000

Moduł na wkręty ChMP 3/10
Module for ChMP screws 3/10
Модуль для винтов ChMP 3/10

40.6445.301

Moduł na wkręty ChMP 2/10
Module for ChMP screws 2/10
Модуль для винтов ChMP 2/10

40.6445.302

Moduł na wkręty ChMP 1/10
Module for ChMP screws 1/10
Модуль для винтов ChMP 1/10

40.6445.303

Moduł na wkręty ChMP 1/10
Module for ChMP screws 1/10
Модуль для винтов ChMP 1/10

40.6445.001

Moduł na wkręty ChMP 3/10
Module for ChMP screws 3/10
Модуль для винтов ChMP 3/10

40.6445.003

Wkładka z narzędziami ChMP 2/2
Insert with ChMP instruments 2/2
Вкладыш с инструментами ChMP 2/2

40.6447.001

Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2


40.6446.301

Wkładka na płytki ChMP 1/2
Insert for ChMP plates 1/2
Вкладыш для пластин ChMP 1/2

40.6446.001

ZESTAW MINI ChMP
MINI ChMP SET
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИ ChMP

PRZYKŁADY KOMPLETACJI
EXAMPLES OF CONFIGURATION
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



Nazwa/Name/Название		Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
1	Paleta ChMP ChMP palette Поддон ChMP	40.6444.020
2	Moduł na wkręty ChMP Module for ChMP screws Модуль для винтов ChMP	40.6445.005
3	Wkładka na płytki ChMP Insert for ChMP plates Вкладыш для пластин ChMP	40.6446.003
4	Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP	40.6442.002
5	Rękojeść z szybkoszłączem Quick coupling handle Рукоятка с быстроразъемным соединением	40.6405.100

ZESTAW MINI ChMP
MINI ChMP SET
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИ ChMP

Paleta ChMP
ChMP palette
Поддон ChMP



Paleta ChMP
ChMP palette
Поддон ChMP

Nr katalogowy Catalogue No.
№ по кат.

40.6444.020

Narzędzie do palety
Instrument for palette
Инструмент для поддона



Rękojeść z szybkowiązaniem
Quick coupling handle
Рукоятка с быстроразъемным
соединением


Nr katalogowy Catalogue No.
№ по кат.

40.6405.100

ZESTAW MINI ChMP
MINI ChMP SET
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИ ChMP


WKLADKI UZUPEŁNIAJĄCE
COMPLEMENTARY INSERTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ



Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP			40.6442.003
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP	40.6443.003	1
	Pinceta anatomiczna delikatna 10,5cm Dissecting forceps delicate 10.5cm Пинцет анатомический деликатный 10,5cm	30.3375.000	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.021	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.081	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.086	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.026	1
	Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15	40.6421.615	1
	Wiertło/Drill/Сверло 0,9/14	40.6429.614	1

Do umieszczenia w palecie ChMP 40.6444.020
To be placed in ChMP palette 40.6444.020
Для размещения на поддоне 40.6444.020



Wkładka z narzędziami ChMP Insert with ChMP instruments Вкладыш с инструментами ChMP			40.6442.002
	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Wkładka na narzędzia ChMP Insert for ChMP instruments Вкладыш для инструментов ChMP	40.6443.002	1
	Pinceta anatomiczna delikatna 10,5cm Dissecting forceps delicate 10.5cm Пинцет анатомический деликатный 10,5cm	30.3375.000	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.021	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.081	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.083	1
	Grot X/Screwdriver tip X/Наконечник X	40.6449.023	1
	Wiertło/Drill/Сверло 1,25/15	40.6421.615	1
	Wiertło/Drill/Сверло 1,6/20	40.6422.620	1

Do umieszczenia w palecie ChMP 40.6444.020
To be placed in ChMP palette 40.6444.020
Для размещения на поддоне 40.6444.020

ZESTAW MINI ChMP
MINI ChMP SET
ИНСТРУМЕНТЫ МИНИ ChMP

Wkładki na implanty
Inserts for implants
Вкладыши для имплантатов

	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Moduł na wkręty ChMP Module for ChMP screws Модуль для винтов ChMP	40.6445.005
	Wkładka na płytki ChMP Insert for ChMP plates Вкладыш для пластин ChMP	40.6446.003
	Wkładka na płytki ChMP Insert for ChMP plates Вкладыш для пластин ChMP	40.6446.004

Do umieszczenia w paletach ChMP 40.6444.020
To be placed in ChMP palettes 40.6444.020
Для размещения на поддонах 40.6444.020

**NARZĘDZIA OPCJONALNE
OPTIONAL TOOLS
ИНСТРУМЕНТЫ – ОПЦИОНАЛЬНО**

Narzędzia opcjonalne do wkrętów kompresyjnych 3.1030; 3.6658 Optional tools for comperssion screws 3.1030; 3.6658 Инструменты для компрессионных винтов – опционально 3.1030; 3.6658			
 	Wiertło stopniowe 1,2-10 Gradual drill 1.2-10 Сверло фазное 1,2-10	40.8424.010	
	Wiertło stopniowe 1,2-12 Gradual drill 1.2-12 Сверло фазное 1,2-12	40.8424.012	
	Wiertło stopniowe 1,2-14 Gradual drill 1.2-14 Сверло фазное 1,2-14	40.8424.014	
	Wiertło stopniowe 1,2-16 Gradual drill 1.2-16 Сверло фазное 1,2-16	40.8424.016	
	Wiertło stopniowe 1,2-18 Gradual drill 1.2-18 Сверло фазное 1,2-18	40.8424.018	

Narzędzia opcjonalne do wkrętów kompresyjnych 3.1037 Optional tools for comperssion screws 3.1037 Инструменты для компрессионных винтов – опционально 3.1037			
 	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-14	40.6439.014	
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-16	40.6439.016	
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-18	40.6439.018	
 	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-14		40.6439.614
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-16		40.6439.616
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-18		40.6439.618
 	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-14		40.6439.714
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-16		40.6439.716
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.25/1.7-18		40.6439.718

Narzędzia opcjonalne do wkrętów kompresyjnych 3.1027; 3.6662 Optional tools for comperssion screws 3.1027; 3.6662 Инструменты для компрессионных винтов – опционально 3.1027; 3.6662			
 	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-14	40.6427.014	
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-16	40.6427.016	
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-18	40.6427.018	
 	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-14		40.6427.614
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-16		40.6427.616
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-18		40.6427.618
 	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-14		40.6427.714
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-16		40.6427.716
	Wiertło stopniowe/ Gradual drill/ Сверло фазное 1.6/2.0-18		40.6427.718

**INNE NARZĘDZIA
OTHER INSTRUMENTS
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ**


	Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Szczypce do cięcia płytek 1,2/1,5 Plate cutting pliers 1.2/1.5 Клещи для резания пластин 1,2/1,5	40.4649.100
	Szczypce do cięcia płytek 12cm Plate cutting pliers 12 cm Клещи для резания пластин 12cm	40.6426.000
	Wkrętak kwadratowy 1,2 Square screwdriver 1.2 Отвертка под квадрат 1,2	40.0623.100
	Wkrętak kwadratowy 1,6 Square screwdriver 1.6 Отвертка под квадрат 1,6	40.0626.100
	Szczypce do cięcia płytek 12,5cm Plate cutting pliers 12.5 cm Клещи для резания пластин 12,5cm	40.3571.000
	Szczypce do wyginania płytek Plate bending pliers Клещи для выгибания пластин	40.6465.000

**WKREŃAK KĄTOWY
ANGULAR SCREWDRIVER
ОТВЕРТКА УГЛОВАЯ**

		Nazwa/Name/Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
		Wkrętak kątowy Angular screwdriver Отвертка угловая	40.6436.000	1
		Wypychacz Pusher Выталкиватель	40.6438.000	1
		Grot kwadratowy 1,2 Screwdriver square tip 1.2 Наконечник под квадрат 1,2	40.6414.100	2
		Grot X Screwdriver tip X Наконечник X	40.6449.101	1
		Wiertło, Drill, Сверло 1,25/5	40.6421.505	2
		Wiertło, Drill, Сверло 1,25/7	40.6421.507	2
		Wiertło, Drill, Сверло 1,25/9	40.6421.509	2
		Grot X Screwdriver tip X Наконечник X	40.6449.103	1
		Wiertło, Drill, Сверло 1,6/6	40.6422.506	2
		Wiertło, Drill, Сверло 1,6/8	40.6422.508	2
		Wiertło, Drill, Сверло 1,6/12	40.6422.512	2
		Paleta na instrumentarium ChMP Palette for ChMP instrument set Поддон д/инструментов ChMP	40.6437.100	1
		Paleta na instrumentarium ChMP Palette for ChMP instrument set Поддон д/инструментов ChMP	40.6437.000	1

ZESTAW PRZEPOLICZKOWY 2,0
TRANSBUCCAL SET 2.0
НАБОР ДЛЯ КАНЮЛИРОВАНИЯ 2,0


40.6419.300



	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Prowadnica ochronna Protective guide Направитель-протектор	40.4631.300	1
	Szczeka typ U U type jaw Губки U-образные	40.4632.300	1
	Trokar Trocax Троакап	40.4633.300	2
	Prowadnica wiertła Drill guide Направитель сверла	40.4634.300	1
	Wiertło 1,6/6/100 Drill 1.6/6/100 Сверло 1,6/6/100	40.6423.606	1
	Wiertło 1,6/8/100 Drill 1.6/8/100 Сверло 1,6/8/100	40.6423.608	1
	Wiertło 1,6/10/100 Drill 1.6/10/100 Сверло 1,6/10/100	40.6423.610	1
	Wiertło 1,6/12/100 Drill 1.6/12/100 Сверло 1,6/12/100	40.6423.612	1
	Wiertło 1,6/14/100 Drill 1.6/14/100 Сверло 1,6/14/100	40.6423.614	1
	Wiertło 1,6/16/100 Drill 1.6/16/100 Сверло 1,6/16/100	40.6423.616	1
	Wiertło 1,6/18/100 Drill 1.6/18/100 Сверло 1,6/18/100	40.6423.618	1
	Rękojeść Handle Рукоятка	40.8426.000	1
	Statyw na zestaw przepoliczkowy 2,0 Stand for transbuccal set 2.0 Подставка д/набора д/канюлирования 2,0	40.6420.300	1
	Kontener na mini implanty 200x145x60mm Szary Container for mini implants 200x145x60mm Grey Контейнер на мини имплантаты 200x145x60мм Серый	12.0756.060	1

MIKROPLÝTKA DYSTRAKCYJNA
DISTRACTION MICROPLATE
МИНИПЛАСТИНА ДИСТРАКЦИОННАЯ

**	Len	Ti
8	17	3.4499.017
13,5	20	3.4499.020
19	23	3.4499.023
24	26	3.4499.026

** - dystrakcja, distraction, дистракция



Instrumentarium ChMP – 3.4499 ChMP Instrument set – 3.4499 Инструменты для ChMP – 3.4499				40.8409.000
	Nazwa Название	Nr katalogowy № по каталогу	Szt. Шт.	
	Rękojeść z szybkozłączem Quick coupling handle Рукоятка с быстроразъемным соединением	40.6405.100	1	
	Grot X Screwdriver tip X Наконечник X	40.6449.023	1	
	Grot X Screwdriver tip X Наконечник X	40.6449.083	1	
	Wiertło 1,6/8 Drill 1.6/8 Сверло 1,6/8	40.6422.600	1	
	Wiertło 1,6/8 Drill 1.6/8 Сверло 1,6/8	40.6422.608	1	
	Pinceta anatomiczna Standard, 14,5cm Dissecting forceps STANDARD 14.5cm Пинцет анатомический Стандарт, 14,5cm	30.3303.000	1	
	Klucz płaski Flat wrench Ключ плоский	40.8402.100	1	
	Przymiar 3.4499.017 Trial 3.4499.017 Мера 3.4499.017	43.4499.017	1	
	Przymiar 3.4499.020 Trial 3.4499.020 Мера 3.4499.020	43.4499.020	1	
	Przymiar 3.4499.023 Trial 3.4499.023 Мера 3.4499.023	43.4499.023	1	
	Przymiar 3.4499.026 Trial 3.4499.026 Мера 3.4499.026	43.4499.026	1	
	Statyw Stand Подставка	40.8403.000	1	

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b

16-061 Juchnowiec Kościelny

Poland

tel. +48 85 86 86 100

fax +48 85 86 86 101

chm@chm.eu

www.chm.eu



CE 0197